



Medisun 250

Terapia całego ciała w praktyce lekarskiej lub w warunkach domowych

Opis urządzenia:

- 4 x 40W UVA lub 4 x 20W UVB 311nm niskociśnieniowych lamp
- Mikrokontroler z wyświetlaczem LCD służący do ustawiania czasów naświetlań
- Krótkie czasy naświetlań
- Małe wydzielanie ciepła
- Ruchomy statyw z regulowaną zmianą wysokości i kątem nachylenia o 180°
- Wysoka intensywność promieniowania UV przy małych odległościach
- Niskie koszty utrzymania i eksploatacji
- Ergonomiczne przechowywanie urządzenia w pozycji pionowej



Zastosowanie:

UVB 311nm

Łuszczyca
Bielactwo

UVA

Atopowe zapalenie skóry
Egzema
Trądzik



Dane Techniczne:

- Zasilanie - 230 Volt
- Moc - 160 W
- Wymiary:
 - Szerokość – 520 mm
 - Głębokość – 100 mm
 - Wysokość – 720 mm
- Promienniki – 4 x 20 watt UVB 311nm lub 4 x 40 watt UVA

Producent: Schulze&Böhm, Niemcy
Dystrybutor: Optimed Pro-Office, Ul. Śliczna 36,
31-444 Kraków
tel. 12/417-30-70 fax.12/413-53-80

www.optimedpro-office.eu