

ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH IX


380331 4



ZESTAW MULTIPLEX COMPTUS 280/240

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x180 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 50x60 cm z dwoma zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów 240x180 1
2. serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu 45x60 2
3. taśma samoprzylepna typu RZEP..... 2x23 1
4. taśma samoprzylepna 9x49 1
5. ręczniki chłonne 30x40 4
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x30 1
7. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30x30 1
8. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30x50 1
9. czerwona osłona na stółk MAYO 80x145 1
10. serweta na stółk - (owinięcie zestawu) 150x200 1



ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH X


380427 2



ZESTAW DO KRANIOTOMII MULTIPLEX COMPTUS

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x310 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 100x80 cm z trzema zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów 240x310 1
2. serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu 45x60 2
3. taśma samoprzylepna typu RZEP..... 2x40 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 2
5. ręczniki chłonne 30x40 2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x30 1
7. kieszenie jednokomorowe samoprzylepne ze sztywnikiem 30x30 2
8. czerwona osłona na stółk MAYO 80x145 1
9. serweta na stółk - (owinięcie zestawu) 150x200 1



ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH XI

888142 5/10



rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x290 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów z możliwością regulacji otworu, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu .. 230x290 1
2. serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną 50x50 4
3. taśma samoprzylepna 9x49 1
4. ręczniki chłonne 18x25 2
5. osłona na stółk MAYO 79x145 1
6. serweta na stółk - (owinięcie zestawu) 150x190 1