


## ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH I 380157 6



### OBŁOŻENIE COMPTUS

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x180 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 50x60 cm z dwoma zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów ..... 240x180 1
2. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu ..... 45x60 2
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1




## ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH II 380328 4



### OBŁOŻENIE COMPTUS 240/350

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x350 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu z dwoma zakładkami o wymiarach 50x60 cm oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów ..... 240x350 1
2. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu ..... 45x60 2
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1




## ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH III 380426 4



### OBŁOŻENIE COMPTUS

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x310 cm posiadająca otwór eliptyczny wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 20x25 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 100x80 cm z trzema zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów ..... 240x310 1
2. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu ..... 45x60 2
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1



## ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH IV 380545 6



### OBŁOŻENIE DO KRANIOTOMII COMPTUS

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 260x180 cm posiadająca otwór eliptyczny wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 9x12 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 50x60 cm z zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów ..... 260x180 1
2. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu ..... 45x60 2
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1