

S


ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH V 380203 4



ZESTAW MULTIPLEX COMPTUS 180/240

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x180 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 50x60 cm z dwoma zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów 240x180 1
2. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu 45x60 2
3. taśmy samoprzylepne 9x49 2
4. ręczniki chłonne 30x40 2
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x30 1
6. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30x30 1
7. osłona na stół MAYO 79x145 1
8. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1



S


ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH VI 380326 4



ZESTAW MULTIPLEX COMPTUS 180/26R

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 260x180 cm posiadająca otwór eliptyczny wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 9x12 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 60x50 cm z zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów 260x180 1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP 2x40 1
3. ręczniki chłonne 30x40 4
4. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 50x30 1
5. osłona na stół MAYO 79x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1



S


ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH VII 380327 4



ZESTAW MULTIPLEX COMPTUS 182/24R

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x180 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 50x60 cm z dwoma zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów 240x180 1
2. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu 45x60 4
3. taśmy samoprzylepne typu RZEP 2x23 2
4. taśmy samoprzylepne 9x49 2
5. ręczniki chłonne 30x40 2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x30 1
7. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30x30 1
8. osłona na stół MAYO 79x145 1
9. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1



S

ZESTAW DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH VIII 380329 2



ZESTAW MULTIPLEX COMPTUS 240/350

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x350 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 50x60 cm z dwoma zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów 240x350 1
2. serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu 45x60 2
3. serwety chirurgiczne 50x60 2
4. fartuchy chirurgiczne wykonane z włókny typu SMS XL 2
5. fartuch chirurgiczny wykonany z włókny typu SMS L 1
6. taśmy samoprzylepne typu RZEP 2x23 2
7. ręczniki chłonne 30x40 2
8. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x30 1
9. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30x30 1
10. osłona na stół MAYO 79x145 1
11. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1