



## **Skład zestawu reanimacyjnego :**

### **Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.**

1. Butla tlenowa 2l;
2. Reduktor z szybkozłączem typu **AGA O2** ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową - wersja DIN 3/4' standard polski.
3. Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml, przewodem tlenowym niezalającym długości 10 m;
4. Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych dla dzieci ;
5. Filtry antybakteryjne -5szt;
6. Ssak ręczny RES-Q-VAC z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci;  
\* opcjonalnie: ssak ręczno – nożny Ambu

### **Zestaw do intubacji:**

1. Laryngoskop McIntosh z łyżkami Nr 1, 2, 3;
2. Rurki ustno gardłowe Guedala komp. ( 6 rozmiarów )
3. Kleszcze Magilla;
4. Rurki intubacyjne (6,7,8,10 )  
\* opcjonalnie – kombituba lub maska krtaniowa
6. Latarka diagnostyczna
5. Kompres gazowy 5 x 5 cm

### **Ampularium :**

*Do samodzielnego wyposażenia. W ampularium naszyto białe taśmy do opisu leków.*

### **Zestaw do iniekcji :**

1. Strzykawki ( 2,5,10,20 ml) po 2szt.
2. Igły jednorazowe (1.2, 0.7) po 5 szt.
3. venflony ( 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, ) po 2szt.
4. przyrząd do przetaczania płynów.
5. staza zaciskowa
6. Sól fizjologiczna 0,9% 500 ml
7. plastry poiniekcyjne

### **Zestaw uzupełniający :**

1. Płyn do dezynfekcji 25 ml
2. Rękawiczki ambulatoryjne
3. Nożyczki ratownicze
4. Noż do cięcia pasów i zbijania szyb

**\*\*** Możliwość umieszczenie w torbie kołnierza ortopedycznego regulowanego **\*\***