

SKŁAD
ZESTAWU RATOWNICZEGO PSP R-1
wg standardu KSRG

I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.

II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.

1. **Rurki ustno-gardłowe** Guedala komp. (6 rozmiarów)
2. **Ssak ręczny Res-Q-Vac** z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet.
3. **Worek samorozprężalny silikonowy ME 6111** umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym niezałamującym długości 2 m.
Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360 stopni całkowicie przezroczyste, rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci),
oraz jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S”
4. **Zestaw do tlenoterapii biernej** . Maski tlenowe dla dorosłych i dzieci
5. **Przewód tlenowy 10m**
6. **Butla tlenowa aluminiowa 2,7** na tlen medyczny (400 litrów O₂ przy ciśnieniu roboczym 150 atm) z zaworem w wersji DIN ¾” napełnianie standard polski.
7. **Reduktor z szybkozłączem** typu AGA , przepływ od 0-25 l/min

III. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

1. **Kolnierzy szyjnych** regulowanych dla dorosłych 3 szt.
2. **Kolnierz szyjny** regulowany pediatryczny 1 szt.

Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie.

Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet:

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|
| - 1500 x 150 mm | - 900 x 100 mm | |
| - 1500 x 120 mm | - 800 x 120 mm | - 600 x 80 mm – 2 szt. |
| - 1200 x 120 mm | - 800 x 100 mm | - 500 x 80 mm |
| - 1000 x 100 mm | - 700 x 80 mm | - 250 x 40 mm |
| - 900 x 120 mm | | - 260 x 50 mm |

IV. Zapewnienie komfortu termicznego

1. **Folia aluminiowa „Folia życia ”** 5 szt.

V. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

1. **Zestaw opatrunkowy** / szt.

Opatrunki:

- osobisty 2 szt.
- kompresy gazowe jałowe 5 szt. 9 cm x 9 cm
- kompresy gazowe jałowe 5 szt. 5 cm x 5 cm
- gaza opatrunkowa 1m² 2 szt.
- gaza opatrunkowa ¼ m² 2 szt.
- opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt.
- opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt.
- chusta trójkątna 4 szt.
- bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt.
- bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt.
- siatka opatrunkowa nr 1 2 szt.
- siatka opatrunkowa nr 2 2 szt.
- siatka opatrunkowa nr 3 2 szt.
- siatka opatrunkowa nr 6 2 szt.
- przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m
- przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m

2. Zestaw uzupełniający :

- aparat do płukania oka 1 szt.
- rękawiczki ambulatoryjne nr 8 5 par
- worek plastikowy na odpady 5 szt. po 20 l
- płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. (250 ml)
- nożyczki ratownicze 1 szt.
- nóż do cięcia pasów/młotek do zbijania szyb 1 szt.
- folia do przykrywania zwłok 3 szt.

VI. Opatrywanie oparzeń

Opatrunki Water Jel w torbie

- na twarz 30×40 cm 2 szt.
- wymiar 20×50cm 2 szt.
- wymiar 10×10 cm 1 szt.
- wymiar 20×46cm 5 szt.
- bandaż 2 szt.
- nożyczki 1 szt.

Plecak / torba na zestaw PSP R-1