



Wirówka **WKS** jest idealnym urządzeniem do zastosowania przy rehabilitacji stóp i podudzi. Kąpiele wirowe są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Lecznicze działania kąpiele wirowych zostało potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii zapewniającej efektywny masaż przy użyciu 38 dysz, ergonomicznej konstrukcji oraz ekonomicznemu zużyciu wody, **WKS** stanowi podstawowe wyposażenie gabinetu do hydroterapii.



Długość: **98 cm**



Wysokość: **62 cm**



Szerokość: **90 cm**



Waga: **45 kg**



Pojemność: **65 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniana matami z włókna szklanego,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (45-65 l),
- efektywny hydromasaż przy użyciu 38 dysz,
- system napowietrzania strumienia wody z regulacją,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-599 min.),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- szybkie napełnianie i opróżnianie wanny,
- półautomatyczny system opróżniania wanny,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic,
- krzesło obrotowe.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	ok. 45
Pojemność do przelewu [l]:	38
Liczba dysz:	17/0,7
Czas napełniania / opróżniania [min]:	0,9
Pobór mocy [kW]:	230/50
Zasilanie [V/Hz]:	98 x 90 x 62
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	45
Waga [kg]:	

