

Metalowy wyciąg laboratoryjny TopAir.

Dygestorium zapewnia ochronę operatora przed oparami kwasów oraz niebezpiecznymi gazami.

Szkodliwe i nieprzyjemne opary chemiczne są usuwane w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego środowiska pracy. Usuwanie oparów poza budynek odbywa się za pomocą wentylatora zewnętrznego zamontowanego w dachu lub w ścianie.

Obudowa wykonana jest z metalu z powłoką epoksydową, natomiast wewnątrz wykonane jest z HPL 6 mm.

Cechy standardowe:

- Metal z powłoką epoksydową lub opcjonalna obudowa z polipropylenu doskonale nadaje się do pracy z agresywnymi środkami chemicznymi.
- Okno frontowe wykonane ze szkła hartowanego, suwane góra/dół.
- Zasysanie powietrza zarówno z góry, jak również z tyłu panelu.
- Oświetlenie: świetlówka LED 600-800 lux z opcją ochrony przed pęknięciem.
- Prędkość przepływu powietrza 0,5m/s.
- Ściany boczne pokryte HPL grubości 6mm zapewniającego trwałość i łatwość w czyszczeniu (opcjonalnie ze stali nierdzewnej/polipropylenu).
- Błat roboczy pokryty powłoką epoksydową, krawędzie nachylone w kierunku obszaru roboczego (opcjonalnie z HPL/ stali nierdzewnej/polipropylenu/ceramiczny).
- Panel sterowania z funkcją „on/off”, włącznikiem światła oraz opcjonalnym systemem VAV.
- Podstawa dygestorium – szafa – do przechowywania chemikaliów (opcjonalnie metalowa lub z polipropylenu).



Specyfikacja

	FH-120-A	FH-150-A	FH-180-A
Wymiary zewnętrzne (W x D x H)[mm]	1200 x 800 x 2350	1500 x 800 x 2350	1800 x 800 x 2350
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	950 x 700 x 800	1250 x 700 x 800	1550 x 700 x 800
Standardy produkcji	EN-14175 / ASHRAE 110-1995		
Prędkość przepływu powietrza	0,6±0,1 m/s (120±20 FPM)		
Materiał obudowy	Obudowa wykonana z metalu z powłoką epoksydową, wewnątrz wykonane z HPL 6 mm		
Materiał strefy pracy	HPL / ceramika / epoksyd / polipropylen		
Opcjonalny system kontroli	System VAV z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem 7"		
Standardowe opcje	kranik / zawór gazu / zawór próżniowy / zlew polipropylenowy, szkło Triplex, Ex proof light		
Oświetlenie	>800 lux		

Akcesoria

	FH-120-A	FH-150-A	FH-180-A
Podstawa komory (W x D x H)	1200 x 800 x 800	1500 x 800 x 800	1800 x 800 x 800
Zlew polipropylenowy	FH-PP-SINK		
Kranik	FH-W-TAP		
Gniazdko elektryczne	FH-SOCKET		
1.1 kW wentylator	FH-FAN-1.1		

