

Mercury Medical[®]

Your Need ... Our Innovation[®]

ONLY ONE

TROOP ELEVATION PILLOW & Accessories


Troop Elevation Pillow ułatwia utrzymanie drożności dróg oddechowych u pacjentów otyłych.

Wynaleziona i zaprojektowana przez praktykującego anestezjologa, rozwiązuje problemy związane ze stosowaniem "zwiniętych prześcieradeł".


Zastosowanie poduszki poprawia warunki intubacji poprzez podniesienie górnej połowy ciała pacjenta i tym samym zmniejszenie kąta pomiędzy poziomem klatki piersiowej i twarzy. Taka pozycja zalecana jest u pacjentów otyłych, poduszka ma także zastosowanie w opiece przed i pooperacyjnej.



Troop Elevation Pillow, Addition
i wielorazowy podglówek*



*Podglówek wielorazowy,
winylowy*



*Troop Elevation Pillow (TEP)
jednorazowego użytku z
pokrowcem*

*Wynaleziona i zaprojektowana
przez praktykującego
anestezjologa, Troop Elevation
Pillow rozwiązuje problemy
związane ze stosowaniem
"zwiniętych prześcieradeł"*

www.mercurymed.com

11300 - 49th Street North • Clearwater, Florida 33762-4807 USA

Tel. (800) 237-6418 / (727) 573-0088 • Fax (800) 990-6375

50
YEARS

ONLY ONE


Troop Elevation Pillow

Wskazania:


- Pełne i miejscowe znieczulenie pacjentów otyłych.
- Znieczulenie miejscowe i sedacja u pacjentów otyłych.
- Środek pomocniczy przy wentylacji spontanicznej i poprzez maskę.
- Przypadki cesarskiego cięcia.
- Chirurgia twarzy, głowy, szyi, zabiegi laryngologiczne
- Neurochirurgia; środek pomocniczy w pozycjonowaniu przy operacjach kręgow szyjnych
- Operacje Bariatryczne.
- Rentgen/ Pracownie Hemodynamiczne
- Kliniki Bariatryczne.

Korzyści:

- Pomoc przy utrzymaniu drożności dróg oddechowych.
- Poprawia komfort pacjentów otyłych
- Pacjenci otyli oddychają bardziej komfortowo podczas natleniania i znieczulenia miejscowego
- Elevation Pillow znacząco ułatwia wentylację poprzez maskę
- Łatwa w użyciu, eliminuje konieczność stosowania "zwinionych prześcieradeł"
- Utrzymuje pacjenta w stabilnej pozycji podczas zabiegu.
- Pomaga osłabić refluks.
- Jednorazowy pokrowiec pomaga zapobiegać zakażeniom.



podglówek
winyłowy



Troop Elevation Pillow (TEP)
jednorazowego użytku z pokrowcem

INFORMACJA DOT. ZAMÓWIENIA

Nr katalog.	Opis	Opak.
#10-910-00	Troop Elevation Pillow (TEP) jednorazowego użytku z pokrowcem	4/op.
#10-910-03	Pokrowiec jednorazowego użytku	30/op.
#10-910-01	Troop Elevation Pillow & podglówek wielorazowego użytku (zestaw)	1 kpl.
#96-8815	Podglówek jednorazowy, (produkt sprzedawany oddzielnie)	24/op.
#10-910-02	Podglówek, wielorazowy	4/Box
#10-910-04	Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) jednorazowego użytku z pokrowcem	2/op.
#10-910-05	Troop Elevation Pillow Addition (TEPA)* wielorazowego użytku	1/op.
#10-910-06	Zestaw wielorazowy: TEP, TEPA i podglówek	1 kpl.
#10-910-07	podkietnik wielorazowy	1 para

References to the Troop Elevation Pillow found in these Anesthesia Textbooks

1. Benumof's Airway Management 2nd Edition (2007)
2. Clinical Anesthesia/Barash 5th and 6th Edition (2006 & 2010)
3. Management of the Difficult and Failed Airway - Hung & Murphy (2008)
4. Anesthesia Student Survival Guide (2010)

Patents: US 6,751,818 B2 / US 7,077,141 B2

* Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) jest zalecana dla pacjentów o wadze powyżej 200kg.

